

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-malia-p-5624.html>



## Gorset protetyczny MALIA

Numer katalogowy **5780X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Lekki jak piórko! Taki jest gorset protetyczny MALIA zdobiony nadrukiem w piórka. Dwuwarstwowe miseczki nie odznaczają się pod ubraniem i zapewniają przyjemny komfort noszenia, a wykonane z miękkiego tiulu obustronne kieszonki na protezę są przyjemne dla skóry i nie podrażniają. Uwagę przyciąga kryształek Swarovskiego pomiędzy miseczkami.

#### Szczegóły:

**Tkanina/wykończenie:** \*mikrofaza z nadrukiem na całości gorsetu \*szywy od wewnątrz, zawinięte brzegi tkaniny

**Miseczki:** \*bardzo miękkie, w dekolcie zawinięty brzeg tkaniny

**Ramiączka:** \*dwie szerokości w zależności od rozmiaru

Część tylna \*podszyta tkaniną Powertiuł \*z bocznymi wzmocnieniami

#### Materiał:

76% Poliamid

24% Elastan

#### Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

#### Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** platinum

**Miseczki:** A , AA , B , C , D