

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorget-protetyczny-malia-p-5624.html>



Gorget protetyczny MALIA

Numer katalogowy **5780X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Lekki jak piórko! Taki jest gorset protetyczny MALIA zdobiony nadrukiem w piórka. Dwuwarstwowe miseczki nie odznaczają się pod ubraniem i zapewniają przyjemny komfort noszenia, a wykonane z miękkiego tiulu obustronne kieszonki na protezę są przyjemne dla skóry i nie podrażniają. Uwagę przyciąga kryształek Swarovskiego pomiędzy miseczkami.

Szczegóły:

Tkanina/wykończenie: *mikrofaza z nadrukiem na całości gorsetu *szywy od wewnątrz, zawinięte brzegi tkaniny

Miseczki: *bardzo miękkie, w dekolcie zawinięty brzeg tkaniny

Ramiączka: *dwie szerokości w zależności od rozmiaru

Część tylna *podszyta tkaniną Powertiuł *z bocznymi wzmocnieniami

Materiał:

76% Poliamid

24% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: platinum

Miseczki: A , AA , B , C , D