

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-miss-dotty-p-5611.html>



Gorset protetyczny Miss Dotty

Numer katalogowy **5781X**

Producent **Anita**

Opis produktu

uformowane termicznie

Materiał *mikrofaza

Miseczki *dwuwers. uform. term. misecz.

Ramiączka *szerokość ram.w zal.od rozm.

80% Poliamid

20% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Miseczki A - E

Rozmiary 75 - 95

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: krystaliczny
Miseczki: A , B , C , D , E