

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-miss-ribbon-p-5619.html>



Gorset protetyczny MISS RIBBON

Numer katalogowy **5733X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Gorset protetyczny MISS RIBBON to nieograniczone poczucie komfortu. Kieszonki naprotezę wykonane z "oddychającego" tiulu z dodatkiem mikrofazy są nie tylko lekkie, ale i przyjemne dla skóry. Piankowe miseczki obszyte tkaniną z nadrukiemw małe kokardki prezentują się pięknie. Całość dopełnia kontrastowa kokardka w dekolcie.

Szczegóły:

Usztywniany gorset protetyczny

Materiał/Wykończenie: * w całości z miękkiej mikrofazy

Miseczki: kieszonki po obu stronach z przewiewnego tiulu z dodatkiem mikrofazy

Ramiączka: * 2 szerokości w zależności od rozmiaru

Tył: * z mocnego powertiulu 4-stopniowa regulacja zapięcia

Materiał:

75% Poliamid

25% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: platinum

Miseczki: A , AA , B , C , D