

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-nastasja-p-5640.html>



Gorset protetyczny NASTASJA

Numer katalogowy **5362X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Subtelność w czystej postaci! Gorset protetyczny NASTASJA z kieszonkami po obu stronach. Model z miseczkami obszytymi mikrofazą o wyglądzie żakardu z formującą konstrukcją wewnętrzną. Wąskie i przezroczyste w środkowej części ramiączka nadają całości niezwykle lekkość.

Szczegóły:

Gorset protetyczny Nastasja *obustronne kieszonki

Materiał/wykończenie: *elastyczny żakard z mikrofazy *taśma dolna wbud. w konstr. gorsetu, z przodu niewidoczna *brzegi i ramiączka obszyte mikrofazą

Miseczki: *nieprzezroczyste *kieszonki z lekkiej, przewiewnej mikrofazy *doskonały po op. częściowej lub rekonstrukcji piersi *po rekonstrukcji piersi *po operacji oszczędzającej

Ramiączka: *z tyłu elast. i regulowane *delikatne i przezroczyste

Część tylna: *elast., z 3-st. regulacją

Cechy szczególne:

- *dwuwarstwowe
- *z zewnątrz żakard z mikrofazy ozdobiony modnym, poprzecznym szwem
- *modelująca konstrukcja wewnętrzna zapewnia dobre podtrzymanie

Materiał:

75% Poliamid

15% Poliester

10% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały , kolor

Miseczki: A , B , C , D