

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-nice-p-5625.html>



## Gorset protetyczny NICE

Numer katalogowy **5778X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Modny Mix - połączenie nadruków w kwiatuszki i kropki - tak prezentuje się gorset protetyczny NICE. Miękkie i jednocześnie stabilne miseczki pięknie formują i podtrzymują biust, zapewniając wygodę. Dodatkowy komfort gwarantują płasko wykończone kieszonki na protezę po obu stronach, wykonane z półprzeźroczystej mikrofazy, świetnie kryją również protezę asymetryczną.

#### Szczegóły:

**Tkanina/wykończenie:** \*mikrofaza z nadrukiem miseczki w kwiatki

**Miseczki:** \*podszyte stabilną szarmezą \*wewn. konstrukcja ładnie modeluje biust

**Ramięczka:** \*podszyte ramięczka komfortowe

**Część tylna:** \*podszyta miękkim mikrotyulem \*szersza przy większych rozmiarach

**Kieszonki:** \*wydłużone po bokach przez co sięgają aż do pleców \*bezszywowe

#### Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

#### Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

#### Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować

- 
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** czarny , szary

**Miseczki:** A , B , C , D , E