

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-nice-p-5625.html>



Gorset protetyczny NICE

Numer katalogowy **5778X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Modny Mix - połączenie nadruków w kwiatuszki i kropki - tak prezentuje się gorset protetyczny NICE. Miękkie i jednocześnie stabilne miseczki pięknie formują i podtrzymują biust, zapewniając wygodę. Dodatkowy komfort gwarantują płasko wykończone kieszonki na protezę po obu stronach, wykonane z półprzeźroczystej mikrofazy, świetnie kryją również protezę asymetryczną.

Szczegóły:

Tkanina/wykończenie: *mikrofaza z nadrukiem miseczki w kwiatki

Miseczki: *podszyte stabilną szarmezą *wewn. konstrukcja ładnie modeluje biust

Ramięczka: *podszyte ramięczka komfortowe

Część tylna: *podszyta miękkim mikrotyulem *szersza przy większych rozmiarach

Kieszonki: *wydłużone po bokach przez co sięgają aż do pleców *bezszywowe

Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować

-
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny , szary

Miseczki: A , B , C , D , E