

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 10:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-ophelia-p-5616.html>



Gorset protetyczny Ophelia

Numer katalogowy **5779X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Materiał:

76% Poliamid

24% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: capri

Miseczki: D