

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-safina-p-5615.html>



Gorset protetyczny SAFINA

Numer katalogowy **5349X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Elegancki i przyjemny dla skóry! Gorset protetyczny SAFINA, dzięki szerokim i miękko podszytym ramiączkom zapewnia niewiarygodne podtrzymanie. Obustronne kieszonki na protezę wykonane z mikrofazy są przyjemne dla skóry, a ozdobny haft na przezroczystym tiulu prezentuje się niezwykle kobieco.

Szczegóły:

Gorset protetyczny: *kieszonki po obu stronach

Materiał/wykończenie: *z bawełną i elastanem *elastyczne wstawki w dekolcie oraz pod pachami

Miseczki: *górną cz. ozdobioną przezroczystym woalem z haftem *dzięki podszyciu brodawki są niewidoczne

Ramiączka: *podszyte i podtrzymujące

Część tylna: *z domieszką bawełny *elast., z 3-st. regulacją

Materiał:

50% Poliamid

30% Poliester

10% Elastan

5% Bawełna

5% Wiskoza

Instrukcja prania:

-
- 30° delikatne pranie
 - nie wybielać
 - nie suszyć mechanicznie
 - nie prasować
 - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 110 , 115 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały , Cielisty , czarny , kir , krystaliczny

Miseczki: A , B , C , D , E , F , G