



Gorset protetyczny Safina

Numer katalogowy **5749X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Szczegóły:

Gorset protetyczny
Kieszonki po obu stronach

Materiał/Wykończenie *zastosowano materiał taki jak przy art. 5349X

Miseczki *z przezroczystym haftem

Ramiączka *cienkie *regulowane

Materiał:

50% Poliamid

30% Poliester

10% Elastan

5% Bawełna

5% Wiskoza

Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 110 , 115 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: Cielisty , kir , krystaliczny
Miseczki: A , B , C , D , E , F