

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-salvia-p-5633.html>



## Gorset protetyczny SALVIA

Numer katalogowy **5722X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

SALVIA: Gorset protetyczny zapinany z tyłu, wykonany z niezwykle chłonnego mikromodal. Ramiączka miękko podszyte tkaniną frotte nie podrażniają skóry. Miseczki i kieszonki uformowane bezszwowo gwarantują przyjemny komfort noszenia.

#### Szczegóły:

Gorset protetyczny Salvia z Certyfikatem Oko-Tex

**Materiał/wykończenie:** \*jednowarstwowy dżersej z mikromodal \*gładki, stabilny, łatwy w piel. \*taśma dolna z tkaniny frotte zapobiega obrzękowi limf.

**Miseczki:** \*uformowane termicznie \*bez bocznych szwów \*kieszonki zakrywają protezę asymetryczną

**Ramiączka:** \*podszyte i regulowane za pomocą płaskich elementów

**Część tylna:** \*specjalna konstrukcja z tk. frotte zapobiega uciskowi

**Wskazania** \*w okresie/ po radioterapii \*gorset pooperacyjny \*sport i czas wolny \*gorset do spania

Pasuje do fig art.1596

#### Materiał:

45% Poliester

45% Micromodal

10% Elastan

#### LYCRA®

Jest znakiem towarowym firmy INVISTA. Nadaje ubraniom trwałą elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie oraz idealne

---

przyleganie

**Instrukcja prania:**

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 105 , 110 , 115 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** szampański

**Miseczki:** A , B , C , D