

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-salvia-p-5633.html>



Gorset protetyczny SALVIA

Numer katalogowy **5722X**

Producent **Anita**

Opis produktu

SALVIA: Gorset protetyczny zapinany z tyłu, wykonany z niezwykle chłonnego mikromodalu. Ramiączka miękko podszyte tkaniną frotte nie podrażniają skóry. Miseczki i kieszonki uformowane bezszwowo gwarantują przyjemny komfort noszenia.

Szczegóły:

Gorset protetyczny Salvia z Certyfikatem Oko-Tex

Materiał/wykończenie: *jednowarstwowy dżersej z mikromodalu *gładki, stabilny, łatwy w piel. *taśma dolna z tkaniny frotte zapobiega obrzękowi limf.

Miseczki: *uformowane termicznie *bez bocznych szwów *kieszonki zakrywają protezę asymetryczną

Ramiączka: *podszyte i regulowane za pomocą płaskich elementów

Część tylna: *specjalna konstrukcja z tk. frotte zapobiega uciskowi

Wskazania *w okresie/ po radioterapii *gorset pooperacyjny *sport i czas wolny *gorset do spania

Pasuje do fig art.1596

Materiał:

45% Poliester

45% Micromodal

10% Elastan

LYCRA®

Jest znakiem towarowym firmy INVISTA. Nadaje ubraniom trwałą elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie oraz idealne

przyleganie

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 110 , 115 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: szampański

Miseczki: A , B , C , D