

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:40

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-stella-p-5614.html>



Gorset protetyczny STELLA

Numer katalogowy **5715X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Perfekcyjne podtrzymanie w zgodzie z pięknym wyglądem! Usztywniany gorset protetyczny STELLA wykonany z przyjemnej dla skóry mikrofazy. Dwuwarstwowe, usztywniane miseczki, zaprojektowane specjalnie dla firmy Anita i zdobione hartem ramiączka nadają nieskazitelnego wuładu. Perfekcyjny komfort noszenia zapewniają kieszonki na protezę z delikatnego tiulu.

Szczegóły:

Gorset protetyczny Kieszonki po obu stronach

Materiał/wykończenie Gorset protetyczny:

*miseczka zaprojektowana dla firmy Anita *kolor blush niewidoczny pod białym ubraniem *kieszonki z oddych. tiulu *z mikrofazy *ozdobiony haftem szwajcarskim

Miseczki: *bezszwowe, nieprzeźroczyste

Ramiączka: *dwie szerokości w zależności od rozmiaru

*ramiączka skier. do środka (lepsze podtrzymanie) *płaskie elem. regulujące bez zawartości niklu

Część tylna: *przy większych rozmiarach dodatkowo podszyta *dla lepszego podtrzymania ramiączka skier. do środka

Materiał:

75% Poliamid

20% Elastan

5% Poliester

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: biały , czarny

Miseczki: A , B , C , D