

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-tonya-p-5644.html>



## Gorset protetyczny TONYA

Numer katalogowy **5706X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Ten gorset protetyczny jest prawie niewidoczny, idealny na co dzień! Mięka w dotyku, zaprojektowana specjalnie dla firmy Anita piankowa, kryjąca miseczka idealnie podtrzymuje biust i nie odznacza się pod ubraniem. Kieszonki po obu stronach wykonane z "oddychającego" tiulu, wąskie ramiączka, podbite pianką fiberfill, zapewniają komfort noszenia.

#### Szczegóły:

Gorset prot. z uszt. miseczką

Kieszonki po obu stronach

Gorset protetyczny \*mikrofaza \*miseczka zaprojektowana dla firmy Anita \*kieszonki z oddych. tiulu

Miseczki: \*uformowane bezszwowo, nieprzeźroczyste

Ramiączka: \*na całej długości podszyte miękką włókniną \*w zależności od rozmiaru 2 szerokości ramiączek \*bardzo płaskie elem. regul. bez zawartości niklu

Część tylna: \*wzmocniona elast. siateczką \*z 4-stopniową regulacją

Do kompletu: \*figi, art.1760

#### Materiał:

65% Poliester

25% Poliamid

10% Elastan

#### Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

#### Instrukcja prania:

- 
- prać ręcznie
  - nie wybielać
  - nie suszyć mechanicznie
  - nie prasować
  - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** Cielisty , czarny , deep , magenta , szampański

**Miseczki:** A , AA , B , C , D , E