

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-valentina-p-5622.html>



Gorset protetyczny VALENTINA

Numer katalogowy	5728X
Producent	Anita

Opis produktu

Szlachetny, satynowy wygląd w parze z najwyższym komfortem! Elegancki gorset protetyczny VALENTINA zachwyci każdego. Stabilne miseczki, wyposażone w "oddychające" podszycie i obustronne kieszonki, wykonane z elastycznego tiulu, dbają o perfekcyjne podtrzymanie, gwarantując jednocześnie przyjemny komfort noszenia.

Szczegóły:

Materiał/Wykończenie: * elastyczny materiał o wyglądzie satyny

Miseczki: * "oddychające" podszycie * elastyczne i płaskie szwy

Ramiączka: * regulacja bez zawartości niklu * szersze ramiączka w większych rozmiarach

Tył: * 3-stopniowa regulacja * w większych rozmiarach podszyty "oddychającym" tiulem

Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100 , 105 , 110 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny , malwa , szampański

Miseczki: A , B , C , D , E , F