

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-valentina-p-5622.html>



## Gorset protetyczny VALENTINA

Numer katalogowy **5728X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Szlachetny, satynowy wygląd w parze z najwyższym komfortem! Elegancki gorset protetyczny VALENTINA zachwyci każdego. Stabilne miseczki, wyposażone w "oddychające" podszycie i obustronne kieszonki, wykonane z elastycznego tiulu, dbają o perfekcyjne podtrzymanie, gwarantując jednocześnie przyjemny komfort noszenia.

#### Szczegóły:

**Materiał/Wykończenie:** \* elastyczny materiał o wyglądzie satyny

**Miseczki:** \* "oddychające" podszycie \* elastyczne i płaskie szwy

**Ramiączka:** \* regulacja bez zawartości niklu \* szersze ramiączka w większych rozmiarach

**Tył:** \* 3-stopniowa regulacja \* w większych rozmiarach podszyty "oddychającym" tiulem

#### Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

#### Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 105 , 110 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** czarny , malwa , szampański

**Miseczki:** A , B , C , D , E , F