



## Gorset protetyczny VERSAILLES

Numer katalogowy **5777X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Kwiatowy nadruk w połączeniu z perfekcyjnym wykończeniem! Gorset protetyczny VERSAILLES zapewnia mocne podtrzymanie i pięknie formuje biust dzięki miseczkom wzmocnionym od wewnątrz. Prawie niewidoczne kieszonki na protezę dzięki zastosowaniu miękkiej mikrofazy są przyjemne dla skóry idealnie dopasowują się podczas noszenia, zapewniając optymalny komfort.

#### Szczegóły:

Gorset protetyczny

Kieszonki po obu stronach

**Materiał/wykończenie** \*mikrofaza z dodatkiem lycry \*optycznie głęboki dekolot dzięki specjalnemu wzorowi w części dolnej i bocznej

**Miseczki:** \*kieszonki wykończone bezszwowo \*kieszonki zakrywają protezę asymetryczną \*szwy na miseczce niewidoczne \*stabilne, komfortowe ramiączka \*z wypełnieniem aż do ramion, podszyte w okolicy ramion dla dodatkowego podtrzymania \*wraz ze wzrostem rozmiaru ramiączka stają się szersze

**Część tylna:** \*podszyta miękkim mikrotiulem \*szersza przy większych rozmiarach \*haftki i oczka dopasowują się do szerokości

Można dopasować figi art. 1577

#### Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

#### Microfibre

---

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

**Instrukcja prania:**

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** czarny , kremowy

**Miseczki:** A , B , C , D , E