



Gorset protetyczny VERSAILLES

Numer katalogowy	5777X
Producent	Anita

Opis produktu

Kwiatowy nadruk w połączeniu z perfekcyjnym wykończeniem! Gorset protetyczny VERSAILLES zapewnia mocne podtrzymanie i pięknie formuje biust dzięki miseczkom wzmocnionym od wewnątrz. Prawie niewidoczne kieszonki na protezę dzięki zastosowaniu miękkiej mikrofazy są przyjemne dla skóry idealnie dopasowują się podczas noszenia, zapewniając optymalny komfort.

Szczegóły:

Gorset protetyczny

Kieszonki po obu stronach

Materiał/wykończenie *mikrofaza z dodatkiem lycry *optycznie głęboki dekolot dzięki specjalnemu wzorowi w części dolnej i bocznej

Miseczki: *kieszonki wykończone bezszwowo *kieszonki zakrywają protezę asymetryczną *szwy na miseczce niewidoczne *stabilne, komfortowe ramiączka *z wypełnieniem aż do ramion, podszyte w okolicy ramion dla dodatkowego podtrzymania *wraz ze wzrostem rozmiaru ramiączka stają się szersze

Część tylna: *podszyta miękkim mikrotyulem *szersza przy większych rozmiarach *haftki i oczka dopasowują się do szerokości

Można dopasować figi art. 1577

Materiał:

80% Poliamid

20% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 40° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny , kremowy

Miseczki: A , B , C , D , E