

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 10:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-vienna-p-5631.html>



## Gorset protetyczny VIENNA

Numer katalogowy **5791X**

Producent **Anita**

### Opis produktu

Wisienka na torcie wśród gorsetów protetycznych! Model VIENNA zdobiony delikatnym haftem sznureczkowym i połyskującym nadrukiem.

#### Szczegóły:

**Materiał/wykończenie** \*haftowany tiul plus ozdobiona haftem tkanina podszyta mat. microsimplex

**Miseczki** \*trzyczęściowe \*wewnątrz podszyte miękką tkaniną microsimplex

**Ramiączka** \*regulowane na plecach od dołu \*w zależności od rozmiaru w 3 szerokościach

**Część tylna** \*z podtrzymującego powertiulu \*dla lepszego podtrzymania ramiączka skierowane z tyłu bardziej do środka

#### Materiał:

60% Poliamid

20% Bawełna

10% Poliester

10% Elastan

#### Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

---

**Kolor:** szampański  
**Miseczki:** A