

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-z-fiszbinami-fleur-p-5620.html>



Gorset protetyczny z fiszbinami FLEUR

Numer katalogowy	5753X
Producent	Anita

Opis produktu

Przyjemnie miękki i jednocześnie bardzo modny. Gorset protetyczny z fiszbinami FLEUR ze specjalnie zaprojektowanymi taśmami o miękkich krawędziach - dla jeszcze lepszej jakości i komfortu. Uwagę przyciągają koronkowy wzór podszyty mikrofazą i kontrastowa kokardka w dekolcie. Kieszonki na protezę wykonane są z miękkiej i przyjemnej dla skóry bawełny.

Szczegóły:

Gorset protetyczny z fiszbiną

Materiał/Wykończenie: * płaska, miękka koronka

Miseczki: * z szwem poprzecznym i boczną wstawką * wewn.część miseczki z mikrofazą

Ramiączka: * 2 szerokości w zależności od rozmiaru

Tył: * zastosowanie powertiulu

Materiał:

70% Poliamid

20% Bawełna

10% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazą są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie

-
- nie prasować
 - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Miseczki: A , B , C , D

Rozmiar: 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: czarny