

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-z-fiszbinami-fleur-p-5620.html>



## Gorset protetyczny z fiszbinami FLEUR

Numer katalogowy	<b>5753X</b>
Producent	<b>Anita</b>

### Opis produktu

Przyjemnie miękki i jednocześnie bardzo modny. Gorset protetyczny z fiszbinami FLEUR ze specjalnie zaprojektowanymi taśmami o miękkich krawędziach - dla jeszcze lepszej jakości i komfortu. Uwagę przyciągają koronkowy wzór podszyty mikrofazą i kontrastowa kokardka w dekolcie. Kieszonki na protezę wykonane są z miękkiej i przyjemnej dla skóry bawełny.

#### Szczegóły:

Gorset protetyczny z fiszbiną

**Materiał/Wykończenie:** \* płaska, miękka koronka

**Miseczki:** \* z szwem poprzecznym i boczną wstawką \* wewn.część miseczki z mikrofazy

**Ramiączka:** \* 2 szerokości w zależności od rozmiaru

**Tył:** \* zastosowanie powertiulu

#### Materiał:

70% Poliamid

20% Bawełna

10% Elastan

#### Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

#### Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie

- 
- nie prasować
  - nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 75 , 80 , 85 , 90 , 95

**Kolor:** czarny

**Miseczki:** A , B , C , D