

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-protetyczny-z-usztywnianymi-miseczkami-josephine-p-5647.html>



Gorset protetyczny z usztywnianymi miseczkami JOSEPHINE

Numer katalogowy **5775X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Klasyczna kurza stopka w połączeniu z romantycznym haftem: gorset Josephine zachwyca wyglądem oraz pięknie kształtuje biust. Dzieje się tak dzięki zaprojektowanym specjalnie dla firmy Anita usztywnianym miseczkom, która zapewniają protezie pewne podtrzymanie. Do kompletu można dopasować figi klasyczne oraz pełne w podobnej stylistyce.

Szczegóły:

Materiał *mikrofaza

Miseczki *usztywniana miseczka

Ramiączka *szerokość ram.w zal.od rozm.

Tył *podszyte powertiułem

Materiał:

69% Poliamid

17% Poliester

14% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofazy są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- prać ręcznie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Miseczki: A , AA , B , C , D