

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujaco-unieruchamiajacy-j001j002-p-2434.html>

## Gorset stabilizująco - unieruchamiający J001/J002

Numer katalogowy	<b>J001/J002</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Gorset Jevett'a jest hyperekstensyjną ortezą tułowia skonstruowaną w ten sposób by zapewniać maksymalną indywidualizację w dopasowaniu do pacjenta w takich schorzeniach jak kyfotyzacja kręgosłupa, klatka piersiowa kurza, jako orteza służąca do wywołania przeprostu kręgosłupa. Nowy model gorsetu został zaprojektowany by umożliwić ustawienie całej poprzeczki górnej oraz peloty piersiowej w dopasowanej do aktualnej możliwej do ustawienia pozycji wyprostu tułowia pacjenta oraz jego budowy anatomicznej. Regulacja jest możliwa co 20 stopni w pięciu pozycjach. Znajduje się ona po obu stronach górnej poprzeczki gorsetu.

#### Zalecenia:

złamania, zmiążdżenia struktur kręgosłupa, bóle kręgosłupa w drugim stopniu choroby nowotworowej kręgosłupa, Spodyloartroza współistniejąca lub nie ze sklerotyzacją artretyczną, Lumbalgia, Lumbosciatica, chroniczna dorsalgia, stabilne złamania dolnych struktur kręgosłupa piersiowego oraz części lędźwiowej, unieruchomienie w okresie pooperacyjnym w zabiegach chirurgicznych krążka międzykręgowego, pooperacyjnie w chirurgii kręgosłupa z zastosowanymi implantami lub bez implantów.

#### Dostępne (inne) modele:

J001 - rama Jevetta,  
J002 - model niski.

**Kolor:**biały.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR J001	Obwód miednicy (cm)	Wysokość gorsetu* (cm)
S/1	60-75	39-46
M/2	75-90	42-49
L/3	90-105	45-52
XL/4	105-115	49-56

  

ROZMIAR J002	Obwód miednicy (cm)	Wysokość gorsetu* (cm)
M/2	75-90	39,5-43,5
L/3	90-105	42-49
XL/4	105-115	45,5-52,5

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**Model:** J001 , J002