

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujaco-unieruchamiajacy-sd102-p-2447.html>



## Gorset stabilizująco - unieruchamiający SD102

Numer katalogowy	<b>SD102</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Pas wykonano nowoczesnych i oddychających materiałów – organza i Poromax. Dla zwiększenia skuteczności i komfortu w części tylnej (obszar stawów krzyżowo – biodrowych) znajduje się specjalna piankowa pelota mocowana na rzep. Dopasowanie i regulacja siły kompresji odbywa się za pomocą systemu bloczkowego, dzięki któremu możemy kontrolować siłę docisku przy minimalnym wysiłku ze strony użytkownika.

#### **Funkcja:**

kompresja oraz stabilizacja stawów krzyżowobiodrowych w celu zmniejszenia odruchu napięcia więzadeł i pozostałych tkanek miękkich.

#### **Wskazania:**

urazy i dysfunkcje stawów krzyżowo – biodrowych z lub bez stanu zapalnego zwicnięcie stawów krzyżowo-biodrowych niestabilność stawu krzyżowo-biodrowych rozejście spojenia łonowego (po ciąży) osteopatie (po urazach w okolicy pachwiny) i pourazowe uszkodzenia spojenia łonowego.

**Wysokość z przodu:**11 cm.

**Wysokość z tyłu:**17 cm.

#### **Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)	70-80	80-95	95-110	110-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL