

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujaco-unieruchamiajacy-vertebradyn-aktiv-p-2926.html>



Gorset stabilizujący - unieruchamiający VERTEBRADYN-AKTIV

Numer katalogowy **7416**

Producent **Timago**

Opis produktu

Gorset stabilizujący unieruchamiający VERTEBRADYN-AKTIV stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Umieszczone w tylnej części anatomicznie wyprofilowane stalki oraz pasy dociągowe odciążają kręgosłup w odcinku lędźwiowym z jednoczesnym zachowaniem ruchomości miednicy. Wyprofilowana anatomicznie, proprioceptywna pelota aktywuje do stabilizacji mięśnie poprzez przyjemny i sprzyjający ukrwieniu efekt masażu. Stopień docisku gorsetu można regulować indywidualnie poprzez płynnie napięcie na rzep, natomiast stopień stabilizacji przy pomocy elastycznych pasów dociągowych.

Wskazania:

- Silne bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- Przepuklina krążka międzykręgowego
- Zwężenie kanału kręgowego
- Niestabilność kręgosłupa
- Dysbalans mięśniowy
- Zespół stawów międzywyrostkowych
- Stany zapalne stawu krzyżowo-biodrowego
- Pseudokorzeniowe promieniowanie bólu
- Osteochondroza
- Kręgoszyk
- Profilaktyczna stabilizacja, np. podczas sportu lub pracy fizycznej

Komfort:

Przepuszczający powietrze materiał zapewnia funkcjonalny ucisk przy jednoczesnym wysokim komforcie noszenia. Uchwyty na dłonie, znajdujące się w miejscu zapięcia pasa, umożliwiają zakładanie gorsetu w szczególnie komfortowy sposób.

Obwód w pasie

Rozmiar w cm

XS	70 - 80
S	80 - 90
M	90 - 100
L	100 - 110

XL
XXL

110 - 120
120 - 130

Wysokość części przedniej: 15,5 cm

Wysokość części tylnej: 27 cm

Dostępne kolory: szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL