

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujaco-unieruchamiajacy-vertebradyn-light-p-2925.html>



## Gorset stabilizująco - unieruchamiający VERTEBRADYN-LIGHT

Numer katalogowy **7155**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Gorset stabilizująco-unieruchamiający VERTEBRADYN-LIGHT** stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Umieszczone w tylnej części anatomicznie wyprofilowane stalki oraz elastyczny i przepuszczający powietrze materiał zapewniają funkcjonalny ucisk przy jednoczesnym komforcie noszenia. Stopień docisku gorsetu można regulować indywidualnie poprzez płynnie napięcie na rzep, natomiast stopień stabilizacji przy pomocy elastycznych pasów dociągowych.

#### Wskazania:

- Zespół bólowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- Zespół chronicznego zmęczenia
- Niewielka niestabilność w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
- Uszkodzenia krążka międzykręgowego
- Profilaktyczna stabilizacja

#### Komfort:

Przepuszczający powietrze materiał zapewnia funkcjonalny ucisk przy jednoczesnym wysokim komforcie noszenia. Uchwyty na dłonie, znajdujące się w miejscu zapięcia pasa, umożliwiają zakładanie gorsetu w szczególnie komfortowy sposób.

#### Obwód w pasie

##### Rozmiar w cm

XS	70 - 80
S	80 - 90
M	90 - 100
L	100 - 110
XL	110 - 120
XXL	120 - 130

**Wysokość części przedniej:** 15,5 cm

**Wysokość części tylnej:** 27 cm

**Dostępne kolory:** szary

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL