

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujaco-unieruchamiajacy-vertebradyn-stabil-p-2924.html>



Gorset stabilizująco - unieruchamiający VERTEBRADYN-STABIL

Numer katalogowy **7410**

Producent **Timago**

Opis produktu

Gorset stabilizująco-unieruchamiający VERTEBRADYN-STABIL stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku lędźwiowym z jednoczesnym zachowaniem ruchomości miednicy. Umieszczone w tylnej części anatomicznie wyprofilowane stalki oraz elastyczny i przepuszczający powietrze materiał zapewniają funkcjonalny ucisk przy jednoczesnym komforcie noszenia. Stopień docisku gorsetu można regulować indywidualnie poprzez płynnie zapięcie na rzep.

Wskazania:

- Lumbago
- Osteochondroza
- Stabilne osteoporozowe złamania
- Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- Kręgoszyk
- Uszkodzenie krążka międzykręgowego
- Rwa kulszowa, zapalenie korzonków nerwowych
- Niestabilność w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
- Profilaktyczna stabilizacja, np. podczas sportu lub pracy fizycznej

Komfort:

Przepuszczający powietrze materiał zapewnia funkcjonalny ucisk przy jednoczesnym wysokim komforcie noszenia. Uchwyty na dłonie, znajdujące się w miejscu zapięcia pasa, umożliwiają zakładanie gorsetu w szczególnie komfortowy sposób.

Wysokość części przedniej: 15,5 cm

Wysokość części tylnej: 27 cm

Dostępne kolory: szary

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL