

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujaco-unieruchamiajacy-z-pasami-dociagowymi-p-1616.html>



Gorset stabilizująco - unieruchamiający z pasami dociągowymi

Numer katalogowy **TGO-R SLK 702**

Producent **Timago**

Opis produktu

Gorset stabilizująco-unieruchamiający z pasami dociągowymi wykonany jest z elastycznej tkaniny kompresyjnej zapinanej z przodu na rzep, giętkich fiszbin, aluminiowych sterek odciążających i stabilizujących kręgosłup, a także systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji.

Tkanina kompresyjna poprzez swoją przestrzenną strukturę umożliwia bardzo dobre odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci, a przy tym stały dostęp powietrza do skóry pacjenta.

Wysokość jest odpowiednia do stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Wskazania do stosowania gorsetu:

- dyskopatia
- kręgozmyk
- stany zapalne stawów kręgosłupa
- bóle przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu
- w leczeniu pooperacyjnym
- w procesie rehabilitacji pourazowej

ROZMIAR	OBWÓD PASA (cm)
S	70-80
M	80-90
L	90-100
XL	100-110
XXL	110-120
XXXL	120-135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL