

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujaco-unieruchamiajacy-z-regulacja-punktu-docisku-p-2907.html>



Gorset stabilizująco-unieruchamiający z regulacją punktu docisku

Numer katalogowy **TGO-C GLK 706**

Producent **Timago**

Opis produktu

Gorset stabilizująco unieruchamiający z regulacją punktu docisku wykonany jest z elastycznej tkaniny kompresyjnej.

Składa się z pasa zapinanego z przodu na rzep, elastycznych sterek odciążających i wzmacniających kręgosłup oraz regulowanych pasów dociągających pozwalających na dostosowanie miejsca i siły stabilizacji.

Poprzez wykorzystanie tkaniny przestrzennej uzyskano bardzo dobrą stabilizację wraz z trwałością i komfortem użytkowania.

Wysokość jest odpowiednia dla stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym

Wskazania do stosowania gorsetu:

- dyskopatia
- stany zapalne stawów kręgosłupa
- bóle przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu
- w leczeniu pooperacyjnym
- w procesie rehabilitacji pourazowej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL