
Dane aktualne na dzień: 26-05-2026 22:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-4200-p-2442.html>

Gorset stabilizujący 4200



Numer katalogowy	4200
------------------	-------------

Producent	Orliman
-----------	----------------

Opis produktu

Pas wykonany z dwóch rodzajów materiału 2 mm astrakham'u z przodu oraz 3 mm neoprenu z tyłu. Długość części velcro służącej do zapinania wynosi 28 cm co gwarantuje szeroki zakres regulacji, cztery tylne stalki zapewniają lekkie podparcie części lędźwiowej kręgosłupa.

Zastosowanie:

zapewnia odpowiednie podparcie podczas uprawiania sportu, profilaktycznie w trakcie prac fizycznych silnie obciążających część lędźwiową kręgosłupa, niespecyficzne dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego, profilaktyka.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, dokładne przyleganie.

Kolor:granat.

rozmiar uniwersalny.