

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-evotec-ev-100200300-26-cm-p-2372.html>



## Gorset stabilizujący EVOTEC® EV-100/200/300 (26 cm)

Numer katalogowy **EV-100/200/300**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Wykonana z materiału o silnie zwartej strukturze, który generuje 50% więcej kompresji w porównaniu z typowym materiałem stosowanym w tego typu pasach. Elementy pasa są łączone przy użyciu techniki nie wymagającej szycia, co jest gwarancją braku otarć na skórze, u osób użytkujących pas.

#### Zastosowanie:

Spondyloarthrosis, Spondylolisis (kręgoszczelina), Lumbago, Lumbosciatica (ischias), zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, przed i po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych, choroby krążka międzykręgowego.

#### Działanie:

silne podparcie lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa, doskonałe dopasowanie anatomiczne do ciała, wygodny w stosowaniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

#### Dopasowanie:

szywniki, dzięki swojemu kształtowi i użyciu do ich wykonani materiałowi, łatwo dopasowują się do anatomii ciała. Specjalne uchwyty na palce powodują, że pas jest łatwy w zakładaniu dla pacjentów z dysfunkcjami dłoni oraz dla pacjentów geriatrycznych.

**Kolor:**EV-100(szary) / EV-200(beż) / EV-300(czarny).

**Wysokość z przodu:**16 cm.

**Wysokość z tyłu:**26 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXS

---

**Kolor:** beżowy , czarny , szary