

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-klasyczny-l-250-p-2358.html>



Gorset stabilizujący klasyczny L-250

Numer katalogowy **L-250**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Pas lędźwiowy wykonany z mocnego, odpornego na rozciąganie materiału, o bawełnianym wykończeniu. Posiada dodatkowe tylne skrzyżowane taśmy stabilizujące oraz elastyczne stątki, jest zapinany z przodu na velcro.

Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica, osłabienie i atonia mięśni, zmiany zwyrodnieniowe, dolegliwości odcinka lędźwiowego kręgosłupa innego pochodzenia, profilaktycznie.

Działanie:

podparcie, stabilizacja, idealnie dopasowuje się do kształtów ciała.

Kolor: beż.

Wysokość z przodu: 15 cm.

Wysokość z tyłu: 25 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6	XXXL/7
Obwód bioder w najszerszym miejscu biodrapas (cm)	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123	123-131

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL