

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-lumbitec-fx-211-p-2376.html>



Gorset stabilizujący LUMBITEC FX-211

Numer katalogowy **FX-211**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z półelastycznego wzbogacanego bawełną materiału, posiada: łatwo dopasowujące się do kształtów anatomicznych ciała stalki, system taśm dociągowych zwiększający siłę dociągu, taśmy zapinane są na velcro.

Zastosowanie:

Lumbalgia, zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, choroby krążka międzykręgowego, pooperacyjnie.

Działanie:

silne przyleganie i podparcie, dzięki użytemu oddychającemu materiałowi pas bardzo dobrze przylega i jest przyjemny w kontakcie z ciałem. System zapinania taśm BERNALA gwarantuje zwielokrotnienie siły pacjenta podczas dociągania taśm gwarantując odpowiednie dopasowanie pasa.

Kolor:beż.

Wysokość z przodu:20 cm.

Wysokość z tyłu:27 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Obwód bioder/pasa w najszerszym miejscu (cm)	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL