

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-lumbitron-lt-283-p-2363.html>



Gorset stabilizujący LUMBITRON LT-283

Numer katalogowy **LT-283**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału wyposażona jest w 8 sztywników tylnych, zapinany z przodu na taśmę velcro. Dzięki elastyczności pasa wspomagane ruchy kręgosłupa nie są ograniczane. Zaletą pasa jest mała ilość rozmiarów.

Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica, zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, przed i pooperacyjnie.

Działanie:

nie ogranicza ruchów kręgosłupa, wsparcie części lędźwiowej kręgosłupa, doskonałe dopasowanie, łatwy w zakładaniu i przyjemny w kontakcie z ciałem.

Kolor: beż.

Wysokość z przodu: 16 cm.

Wysokość z tyłu: 24 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2
Obwód bioder (cm)	75-91	91-115

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2