

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-lumbitron-lt-284-p-2364.html>



Gorset stabilizujący LUMBITRON LT-284

Numer katalogowy **LT-284**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z elastycznego, oddychającego materiału, tylne elastyczne sztywniki pokryte są imitacją skóry. Pas zapinany jest na velcro. Zaletą pasa jest brak taśm dociągowych co zapewnia łatwe i szybkie zakładanie.

Zalecenia:

Lumbago, Lumbosciatica, zmiany degeneracyjne, osłabienie i atonia mięśniowa, przed i pooperacyjnie.

Zastosowanie:

Tendonitis, bóle stawowe, lekkie skręcenia stawu kolanowego, stany zapalne, po artroskopii, pooperacyjnie.

Działanie:

podparcie części lędźwiowej kręgosłupa, doskonałe dopasowanie anatomiczne, łatwy w zakładaniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

Długość: 35 cm.

Kolor: LTB-284(biały) / LT-284(beż) / LTN-284(czarny).

Wysokość z przodu: 16 cm.

Wysokość z tyłu: 24 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS