

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-lumbitron-lt-303-p-2367.html>

Gorset stabilizujący LUMBITRON LT-303



Numer katalogowy **LT-303**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału pas lędźwiowy posiada: 8 sztywników tylnych, zapięcie na taśmę velcro, dodatkowe taśmy dociągowe (zapinane z przodu na velcro) zwiększające siłę stabilizacji pasa.

Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica (ischias), Spondylolisis (kręgoszczelina), Spondyloarthrosis, osłabienie mięśni, zmiany degeneracyjne, choroby krążka międzykręgowego.

Działanie:

silne podparcie lędźwiowe, doskonale dopasowanie anatomiczne do ciała, wygodny w stosowaniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

Kolor: beż.

Wysokość z przodu: 16 cm.

Wysokość z tyłu: 24 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2
Obwód bioder (cm)	75-91	91-115

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2