

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-lumbitron-lt-303-p-2367.html>

## Gorset stabilizujący LUMBITRON LT-303



Numer katalogowy **LT-303**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału pas lędźwiowy posiada: 8 sztywników tylnych, zapięcie na taśmę velcro, dodatkowe taśmy dociągowe (zapinane z przodu na velcro) zwiększające siłę stabilizacji pasa.

#### Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica (ischias), Spondylolisis (kręgoszczelina), Spondyloarthrosis, osłabienie mięśni, zmiany degeneracyjne, choroby krążka międzykręgowego.

#### Działanie:

silne podparcie lędźwiowe, doskonale dopasowanie anatomiczne do ciała, wygodny w stosowaniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

**Kolor:** beż.

**Wysokość z przodu:** 16 cm.

**Wysokość z tyłu:** 24 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2
Obwód bioder (cm)	75-91	91-115

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2