

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-lumbitron-lt-304-p-2368.html>



## Gorset stabilizujący LUMBITRON LT-304

Numer katalogowy **LT-304**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana z elastycznego, oddychającego materiału. Posiada Tylne sztywne pokryte imitacją skóry oraz wzmocnienia boczne. Zapinany jest na velcro. Zaletą pasa są dodatkowe taśmy dociągowe gwarantujące bardzo mocną stabilizację.

#### Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica (ischias), zmiany degeneracyjne, osłabienie atonia mięśni, przed i pooperacyjnie.

#### Działanie:

silne podparcie okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa, doskonałe anatomiczne dopasowanie. Pas jest wygodny w użyciu oraz przyjemny w kontakcie z ciałem.

**Kolor:**LTB-304(biały) / LT-304(beż) / LTN-304 (czarny).

**Wysokość z przodu:**20 cm.

**Wysokość z tyłu:**32 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6	XXL/7
Obwód bioder (cm)	63-75	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-123

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXS

**Kolor:** beżowy , biały , czarny