

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-t-420-p-2359.html>



## Gorset stabilizujący T-420

Numer katalogowy **T-420**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału z dodatkiem Lycry. Posiada cztery tylne stłki wspierające kręgosłup lędźwiowy, wewnętrzne wstawki silikonowe zapobiegają zsuwaniu się pasa. Elastyczne taśmy dociągowe pozwalają na dokładne dopasowanie. Do pasa można domówić łatwo regulowane szelki przytrzymujące.

#### Zastosowanie:

dolegliwości części lędźwiowej kręgosłupa, do prac fizycznych związanych z przenoszeniem ciężarów, profilaktyka urazów i przeciążeń kręgosłupa lędźwiowego oraz odcinka lędźwiowo-krzyżowego.

#### Działanie:

silne podparcie, stabilizacja i dopasowanie pasa do części lędźwiowej kręgosłupa.

**Kolor:** czarny.

**Wysokość z przodu:** 13 cm.

**Wysokość z tyłu:** 24 cm.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód bioder w najszerszym miejscu biodra-pas (cm)	73-85	85-97	97-110	110-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL