

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:07

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-t-421-p-2360.html>



Gorset stabilizujący T-421

Numer katalogowy **T-421**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału, z czterema tylnymi stawkami wspierającymi kręgosłup lędźwiowy oraz podwójnym systemem zapinania elastycznymi taśmami dociągowymi pozwalającymi na dokładne dopasowanie i zwiększenie siły stabilizacji. Do pasa można domówić łatwo regulowane szelki przytrzymujące.

Działanie:

silne podparcie, stabilizacja i dopasowanie do części lędźwiowej kręgosłupa.

Kolor: czarny.

Wysokość z przodu: 16 cm.

Wysokość z tyłu: 24 cm.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód bioder w najszerszym miejscu biodra-pas (cm)	73-85	85-97	97-110	110-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL