

Link do produktu: <https://akmed.pl/gosert-protetyczny-camy-p-5645.html>



Gosert protetyczny CAMY

Numer katalogowy **5772X**

Producent **Anita**

Opis produktu

Gosert protetyczny CAMY zachęca nie tylko czarującym i kobiecym wyglądem, ale przede wszystkim niezwykłą miękkością w dotyku - prawie nieodczuwalny podczas noszenia! Zaprojektowane specjalnie dla firmy ANITA, piankowe miseczki wraz z kieszonkami po obu stronach dbają o pewne podtrzymanie, dając jednocześnie efekt kryjącego podszycia.

Szczegóły:

Gosert protetyczny

Materiał/Wykończenie *z cienkiej mikrofibry

Miseczki *usztyniane

*Kieszonki po obu stronach

Ramiączka *miętko wykończone brzegi zaprojektowane specjalnie dla firmy Anita

Tył *z mocnego powertiułu

Materiał:

83% Poliamid

17% Elastan

Microfibre

Nowoczesne włókno z poliestru lub poliamidu. Z pojedynczych, nieskończenie długich nici lub włókien powstaje delikatna przędza. Materiały z mikrofibry są lekkie jak piórko, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i "oddychające".

Instrukcja prania:

- 30° delikatne pranie
- nie wybielać
- nie suszyć mechanicznie
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95

Kolor: desert

Miseczki: A , B , C , D