

## Gripbuddy - 8099

Numer katalogowy **8099**

Producent **Oppo**



### Opis produktu

#### 8099 Gripbuddy

Posiada unikalny kształt, dzięki czemu może być stosowany do różnorodnych treningów - chwytania, ściskania, rozciągania, czy też ściskania palcami. Może być również używany do treningu lub wzmacniania mięśni dłoni, a także zginaczy i prostowników palców, jak również do poprawy koordynacji ręki oraz siły poszczególnych stawów, np. stawu śródrečno-paliczkowego, stawu międzypaliczkowego bliższego lub dalszego. Gripbuddy jest rozwiązaniem składającym się z bazy oraz kulki, występującej w trzech możliwych wariantach twardości: **żółty** (bardzo miękki) **niebieski** (średnio twardy) **fioletowy** (bardzo twardy) Ergonomiczna, "wielokrzywiznowa" budowa wyrobu umożliwia chwytywanie go w wieloraki sposób. Część środkowa oraz boczne wcięcia dostosowane są do kształtu dłoni oraz palców. Pofalowana struktura wkładu dostosowana jest do kształtu palców i umożliwia łatwiejsze chwytywanie wyrobu. Gripbuddy wykonane jest w 100% z medycznego silikonu, nietoksycznego i bezpiecznego w użyciu. Silikon nie absorbuje ciepła i podczas wykonywania ćwiczeń daje miłe uczucie chłodu. Produkt umożliwia wykonywanie różnorodnych programów treningowych i rehabilitacyjnych w przypadku zespołu cieśni nadgarstka, zespołu de Quervain'a, urazów i innych zespołów chorobowych.

**Numer katalogowy:** 8099.

**Rozmiar:** Uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** fioletowy , niebieski , żółty