

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-alergia-stop-sanity-p-7139.html>



## Inhalator ALERGIA STOP SANITY

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>6976</b>   |
| Producent        | <b>Sanity</b> |

### Opis produktu

Inhalator Alergia Stop zgodnie ze swoją nazwą został stworzony i zaprojektowany z myślą o osobach chorujących na różnego typu alergii. Jednocześnie wysokiej klasy inhalator posiada zastosowanie dużo szersze, niż jedynie terapia alergii.

Skuteczny inhalator sprawdzi się również w leczeniu infekcji, profilaktyce, jak też u osób cierpiących z powodu regularnie przesuszającej się śluzówki.

#### Wskazania:

Szczególnie polecany w leczeniu alergii. Może być także stosowany do leczenia infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłego nieżytu nosa i gardła, przeziębienia, schorzeń oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), alergii, stanów po zapaleniu płuc, nawracającego zapalenia płuc, mukowiscydozy, chronicznego bronchitu, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli oraz stanów pooperacyjnych.

Przeznaczony również do codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.

Przeznaczony jest do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych. Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.

#### Dane techniczne:

- Wyrób medyczny klasy IIa
- Zużycie energii: 180 VA
- Średnia prędkość nebulizacji:  $\geq 0.3$  ml/min (2% roztwór soli)
- Ciśnienie robocze: 0,8 do 1,3 bara
- Wymiary: 178 mm dł., 156 mm wys., 88 mm gł.
- Maksymalna pojemność nebulizatora: 10 ml Waga 1,26/1,56 kg

#### Zawartość opakowania:

- Kompresor
- Nebulizator
- Ustnik
- Maski dla dzieci i dorosłych
- Długa rurka powietrzna (1,9 m)

- 
- 5 filtrów powietrza