



Inhalator BABY SANITY

Numer katalogowy **6974**

Producent **Sanity**


Opis produktu

Inhalator Baby Sanity przeznaczony jest do stosowania zarówno u niemowlaków od 1 miesiąca życia, jak też u osób dorosłych.

Nowoczesny design, opływowy kształt, oraz atestowane elementy takie jak smoczek sprawiają, że terapia jest dla dzieci bezpieczna, skuteczna i bezstresowa. Kolejnym atutem tego modelu jest jego nieduża waga, poręczna konstrukcja i piękny pokrowiec do przechowywania.

Stosowany w schorzeniach takich jak: infekcja górnych dróg oddechowych, przeziębienie, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, alergie, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, zapalenie płuc i nawracające zapalenia płuc, rozedma płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), bronchit, nadciśnienie tętnicze płuc, nieżyt oskrzeli, zapalenie tchawicy, zapalenie krtani, ostre i przewlekłe zapalenie nosa, gardła i zatok przynosowych, powiększone migdałki. Przeznaczony także dla codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.

Urządzenie stosuje się do wszystkich rodzajów leków w postaci ciekłej. Jest przeznaczone do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych. Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.



1. Smoczek do inhalacji - Leczenie infekcji górnych dróg oddechowych i przeziębienia
2. Maska dla dziecka - Terapia górnych i dolnych dróg oddechowych
3. Maska dla osoby dorosłej - Terapia górnych i dolnych dróg oddechowych

Zawartość opakowania:

- Nebulizator poj. 5 ml
- Smoczek do inhalacji
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Torba do przechowywania w kształcie króliczka
- Maski dla dziecka i osoby dorosłej

-
- Długa rurka powietrzna (2m)
 - 5 filtrów
 - Inhalator kompresorowy z systemem wentylacji