

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-beurer-ih-55-p-4500.html>



Inhalator BEURER IH 55

Numer katalogowy	IH 55
Kod producenta	IH 55
Kod EAN	4211125602048
Producent	Beurer

Opis produktu

Technologia membrany oscylacyjnej.

OPIS PRODUKTU:

Technologia membrany oscylacyjnej

- Do leczenia chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy
- Z funkcją samooczyszczenia
- Duża zawartość cząstek respirabilnych
- Idealny w podróży
- Bardzo prosta obsługa
- Cicha praca
- Z funkcją samoczyszczenia
- Automatyczne wyłączenie
- Krotki czas inhalacji
- Bogaty zestaw akcesoriów
- Pudełko do przechowywania
- Nadaje się do dezynfekcji
- Wydajność nebulizacji: > 0,25 ml/min
- Wyrob medyczny
- W zestawie 4 baterie AA 1,5 V i zasilacz
- Dodatkowe akcesoria nr art. 602.11 Ustnik, maska dla dorosłych, maska dla dzieci i nebulizator siatkowy z pojemnikiem na lek
- Dodatkowe akcesoria nr art. 163.899 Nebulizator siatkowy ze zbiorniczkiem na lekarstwo