

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-do-nebulizacji-kompresyjny-p-2971.html>

## Inhalator do nebulizacji kompresyjny



Numer katalogowy	<b>405B</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Kompaktowe wymiary i waga
- Nowoczesny wygląd
- Cicha i płynna praca

W zestawie maseczka dla os. dorosłej i dziecka oraz ustnik.

#### Dane techniczne:

Zasilanie AC	220V+/-10%, wyjście DC 12V
Wydajność	max 0,2 ml/min
Max ciśnienie kompresyjne	$\geq 0,1$ MPa
Max przepływ	$\geq 3,5$ /min
Poziom hałasu	$\leq 55$ dB
Wymiary	145 x 80 x 56 mm
Waga	0,25 kg