

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-kompresorowy-beurer-ih-18-p-4498.html>



Inhalator kompresorowy BEURER IH 18

Numer katalogowy	IH 18 AGITO
Kod producenta	IH 18 AGITO
Kod EAN	4211125601064
Producent	Beurer

Opis produktu

TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA

- Duża zawartość cząstek respirabilnych
- Krótki czas inhalacji
- Ciśnienie robocze ok. 0.66-1.1 bara
- Bogaty zestaw akcesoriów
- Etui do przechowywania
- Nadaje się do dezynfekcji
- Wydajność nebulizacji: >0,18 ml/min
- Produkt medyczny
- Zasilanie sieciowe
- Dodatkowe akcesoria nr art. 601.08 ustnik, maska na nos, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, atomizer z bardzo długim przewodem powietrznym i 10 filtrów
- Gwarancja: 3 lata

Inhalatory BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo.2064.n/wez-gleboki-oddech,103911.html>