

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:47

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-kompresorowy-beurer-ih-26-p-4499.html>

## Inhalator kompresorowy BEURER IH 26



Numer katalogowy	<b>IH 26</b>
Kod producenta	<b>IH 26</b>
Kod EAN	<b>4211125601355</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Wykorzystanie kompresora do sprężania powietrza

**Inhalator kompresorowy IH 26** niemieckiej firmy Beurer doskonale sprawdza się przy leczeniu chorób układu oddechowego, bólu gardła, chrypki, kaszlu, astmy, przeziębienia. Płynne leki rozpylane są skompresowanym powietrzem o ciśnieniu ok. 0,8-1,45 barów. Inhalacja jest szybka, dzięki efektywnej, wydajnej pracy kompresora (wysoka zawartość cząsteczek leku w mgiele wnikającej do płuc). Nebulizator można poddawać dezynfekcji.

Zestaw zawiera, oprócz samego urządzenia, bogaty zestaw akcesoriów do inhalacji dla dzieci i dorosłych. Innowacją jest specjalny **irygator do nosa**.

Co to jest inhalacja? Inhalacja, wziewanie - zabieg leczniczy polegający na wdychaniu par wód mineralnych, roztworów leków lub ich aerozoli. Wykonywany za pomocą specjalnego aparatu (inhalatora) lub nebulizatora lub przez wdychanie par wrzącego płynu.

**Inhalatory BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:**

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo.2064.n/wez-gleboki-oddech,103911.html>