

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-kompresorowy-horn-hnj-100-p-2786.html>



## Inhalator kompresorowy HORN HNJ 100

Numer katalogowy **HNJ 100**

Producent **Horn**

### Opis produktu

### Specyfikacja produktu

Inhalator kompresorowy **HORN HNJ 100** to urządzenie do leczenia astmy, chorób alergicznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), oraz innych schorzeń układu oddechowego. Wysokiej jakości inhalator pozwala na podawanie leków i ich roztworów w celach leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych. Dzięki niemu możliwe jest bezpośrednie dostarczenie leku poprzez wdychane powietrze do zmienionych chorobowo regionów układu oddechowego. Urządzenie to może być również używane w profilaktyce do inhalacji i nawodnień - szczególnie polecane u osób ze skłonnościami do infekcji układu oddechowego. Ze względu na prostą i bezpieczną obsługę może być stosowane zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Leki stosowane w nebulizacjach to sól izotoniczna, fizjologiczna, leki rozszerzające oskrzela, sterydy, leki upłynniające wydzielinę oskrzelową (Berodual, Mucosolvan, Pulmicort, itp.) i antybiotyki. **W warunkach domowych możliwa jest praca ciągła.**

#### Funkcje/zastosowanie

Inhalator HORN HNJ 100 to to urządzenie do leczenia astmy, chorób alergicznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), oraz innych schorzeń układu oddechowego.

Inhalator HORN HNJ 100 wyposażony jest w :

- nebulizator z ustnikiem
- maskę dla dzieci i dla dorosłych
- przewód powietrza ( 158 cm )
- filtry ( 5szt. )

#### Dane techniczne

- Wielkość cząstek: MMAD :  $\leq 2,6\mu\text{m}$
- Średnia prędkość nebulizacji :  $>0,35 \text{ ml/min}$
- Poziom hałasu :
- Ciśnienie max. : 200 kPa
- Ciśnienie robocze : 103 kPa
- Wymiary: 18,4x15,1x10,4 cm
- Waga: ok. 1,37kg.