

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-pneumatyczny-pulmoaide-5650-p-7288.html>



## Inhalator pneumatyczny PulmoAide® 5650

Numer katalogowy	<b>10647</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- generuje sprężone powietrze do celów leczniczych
- odpowiedni dla chorych na mukowiscydozę
- sprężarka tłokowa
- przenośny, lekki, mocny kształt
- wbudowane miejsce do przechowywania akcesoriów do nebulizacji
- wyposażony w uchwyt do przenoszenia
- występuje z nebulizatorem 800D
- przeznaczony do pracy ciągłej

Wymiary	Dimensions	26,0 x 27,0 x 17,0 cm
Poziom hałasu	Weight	53 dB
Waga	Noise level	3,2 kg
Przepływ powietrza	Air flow	8 - 16 l/min
Wielkość cząstek/ MMAD	Particle size / MMAD	75%
Zasilanie	Power supply	230V, 50Hz